

GoutChew Bambi mini ®



Qu'est-ce que GoutChew Bambi mini ® et quand doit-elle être utilisée ?

GoutChew Bambi mini ® est une tétine buccale bioactive à visée ortho-posturale. Son principe repose sur deux actions, à savoir l'éviction de mauvaises habitudes et la stimulation proprioceptive des os de la mâchoire. Il apparaît qu'une part grandissante des enfants en croissance rencontre des difficultés à abandonner la succion du pouce (ou d'autres doigts), de la lolette, du biberon ou encore de tissus divers ou peluches favorites. Cependant, lorsque ces mauvaises habitudes persistent, elles ont des répercussions néfastes sur la forme des mâchoires, la position des dents de lait mais également des dents définitives. GoutChew Bambi mini ® a été conçu pour se substituer à la succion d'un doigt (ou d'un corps étranger) afin de supprimer progressivement la mauvaise habitude et permettre la reprise d'une croissance normale des os de la bouche. Il apparaît également que l'alimentation principale des plus jeunes enfants (plats pré-cuisinés soigneusement mixés) ne requière quasiment plus d'effort masticatoire. L'absence d'effort musculaire et de sollicitation au niveau des dents tend à un sous-développement de l'appareil manducateur. Les os de la bouche étant trop petits, la place à disposition pour que les dents se positionnent correctement sur les arcades dentaires est limitée. GoutChew Bambi mini ® agit directement sur la fonction musculaire de l'appareil masticatoire de l'enfant en stimulant correctement la croissance de la bouche tout en corrigeant et guidant les dents de lait et les dents définitives vers un positionnement adéquat sur les arcades dentaires.

GoutChew Bambi mini ® devrait être utilisée lorsque l'enfant :

- N'arrive pas à se passer de la succion du pouce ou d'un corps étranger ;
- A tendance à respirer par la bouche ;
- Présente un manque de place pour les dents antérieures (chevauchement, dents en avant) ;
- Grince des dents ;
- Ronfle durant la nuit ou présente des apnées du sommeil ;
- Présente des douleurs en lien avec l'éruption des dents ;
- Présente un risque de développer un trouble de la posture du corps ou en prévention.

Quand GoutChew Bambi mini ® ne doit-elle pas être utilisée ?

GoutChew Bambi mini ® ne convient pas aux enfants souffrant d'épilepsie ou de convulsions.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de GoutChew Bambi mini ® ?

1. Maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale

Le brossage des dents ne doit en aucun cas être omis, surtout avant le coucher, étant donné que le port de ce dispositif requiert un renforcement de l'hygiène bucco-dentaire.

2. Respecter le temps d'adaptation

Le port de la gouttière bioactive nécessite une période d'adaptation pouvant varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé de la porter progressivement en commençant par quelques minutes par jour, jusqu'à atteindre une demi-heure. Si l'utilisation active provoque un inconfort au niveau des mâchoires, il est conseillé de l'utiliser passivement (sans exercice) jusqu'à revenir à une situation normale.

3. Ajuster la gouttière

Si l'enfant se plaint de nausée ou que la tétine est trop grande, il est conseillé de raccourcir progressivement les branches latérales jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gêne.

Comment utiliser GoutChew Bambi mini ® ?

Il est conseillé de nettoyer le dispositif avant son utilisation. Porter la tétine buccale bioactive la nuit et de jour progressivement durant 5-30 minutes. Effectuer des exercices journaliers en mâchouillant la gouttière les lèvres toujours jointes. Il ne faut pas mordre l'appareil (serrer ne procure aucun effet bénéfique) mais le mastiquer. Éviter de parler avec la gouttière en bouche.

Quels effets secondaires GoutChew Bambi mini ® peut-elle provoquer ?

Il est possible que les incisives soient sensibles en début de traitement mais ceci disparaît rapidement. L'hypersalivation également constatée est tout à fait normale. La salivation va progressivement diminuer et l'enfant sera en mesure de porter le dispositif en continu. Il ne faut pas s'inquiéter s'il n'arrive pas à le garder en

bouche toute la nuit, en particulier s'il respire souvent par la bouche. L'essentiel étant la répétition et la régularité des exercices journaliers pour obtenir les effets stimulants sur la croissance.

En cas d'irritation du palais et d'une hyper-sensibilité sur les dents, il est conseillé de réduire le temps de port.

Dans le cas d'une lésion au palais, il est préférable d'arrêter le port de l'orthèse jusqu'à la guérison totale.

Dans le cas de nausée et vomissement, il est possible que les branches postérieures de l'orthèse soient trop longues. Vous avez alors la possibilité de les raccourcir avec des ciseaux. Si malgré tout, les nausées et vomissements persistent, il est probable que l'enfant soit hyper-sensible du palais. Veillez en référer à votre médecin-dentiste ou votre orthophoniste afin de vérifier si une désensibilisation est possible.

Il peut arriver que les gencives saignent dans les débuts du port de la gouttière. Un port progressif est alors conseillé afin d'assurer un renforcement des tissus et l'arrêt spontané des saignements. La tétine bioactive ne doit en aucun cas procurer des blessures ou des douleurs. Si c'est le cas, demandez à votre praticien dentaire de retoucher l'appareil afin de réduire les frottements contre la muqueuse. Il est essentiel de se mettre à l'écoute de l'enfant et de le laisser se reposer si une gêne apparaît.

À quoi faut-il encore faire attention ?

1. Entretien

La tétine bioactive doit être rincée à l'eau tiède après chaque utilisation, brossée avec du dentifrice une fois par jour. Lorsqu'elle ne sert pas, elle doit être rangée dans sa boîte avec le couvercle ouvert dans les premières heures post-utilisation afin qu'elle sèche.

2. Usure

Cet outil thérapeutique est en silicone, celui-ci perdant de son élasticité et efficacité avec le temps, la durée de vie de la tétine est d'environ 6 mois (dépendant de facteurs tels que le niveau d'activité, la force masticatoire, l'entretien). Face à la diminution progressive des bienfaits, il est conseillé de remplacer l'appareil au plus tard au bout de 9 mois.

3. Traitements dentaires

Si l'enfant est en cours de traitement implantaire, prothétique ou orthodontique ou s'il souffre d'une parodontite (déchaussement des dents), demandez conseil à votre médecin-dentiste avant d'utiliser l'orthèse.

4. Conseils

Proposer progressivement à votre enfant de l'alimentation plus dure, tel que des légumes crus à grignoter ou certains fruits afin de stimuler son système masticatoire et son développement optimal.

GoutChew Bambi mini ®



What is GoutChew Bambi mini ® and when should it be used ?

GoutChew Bambi mini ® is a bioactive oral teat with an ortho-postural aim. Its principle is based on two actions, namely the avoidance of bad habits and the proprioceptive stimulation of the jawbones.

It appears that an increasing number of growing children have difficulty giving up thumb sucking (or other fingers), the lozenge, the bottle or various tissues or favorite stuffed animals. However, when these bad habits persist, they have harmful repercussions on the shape of the jaws, the position of the baby teeth and also the permanent teeth. GoutChew Bambi mini ® has been designed to replace the sucking of a finger (or a foreign body) in order to progressively eliminate the bad habit and allow the resumption of normal growth of the bones of the mouth.

It also appears that the main diet of the youngest children (carefully mixed pre-cooked meals) hardly requires any masticatory effort. The absence of muscular effort and solicitation of the teeth tends to underdevelop the manducatory apparatus. The bones of the mouth are too small, and the space available for the teeth to position themselves correctly on the dental arches is limited. GoutChew Bambi mini ® acts directly on the muscular function of the child's masticatory apparatus by correctly stimulating the growth of the mouth while correcting and guiding the milk teeth and permanent teeth towards a correct positioning on the dental arches.

GoutChew Bambi mini ® should be used when the child :

- Is unable to do without thumb sucking or a foreign object;
- Has a tendency to breathe through the mouth;
- Has a lack of space for the front teeth (overlapping, front teeth);
- Grinds teeth;
- Snoring at night or sleep apnea;
- Has pain related to tooth eruption;
- Is at risk of developing a body posture disorder or prevention.

When should GoutChew Bambi mini ® not be used ?

GoutChew Bambi mini ® is not suitable for children suffering from epilepsy or convulsions.

What precautions should be taken when using GoutChew Bambi mini ® ?

4. Maintain optimal oral hygiene

Brushing your teeth should never be omitted, especially before bedtime, as wearing this device requires reinforcement of oral hygiene.

5. Respect the adaptation time

Wearing a bioactive mouthpiece requires a period of adaptation that can vary from one person to another. This is why it is recommended to wear it gradually, starting with a few minutes a day, until you reach half an hour. If active use causes discomfort in the jaws, it is advisable to use it passively (without exercise) until the situation returns to normal.

6. Adjust the gutter

If the child complains of nausea or the teat is too large, it is advisable to gradually shorten the side branches until there is no more discomfort.

How to use GoutChew Bambi mini® ?

It is advisable to clean the device before use. Wear the bioactive mouthpiece at night and during the day gradually for 5-30 minutes. Perform daily exercises by chewing the mouthpiece with your lips still together. Do not bite the mouthpiece (squeezing does not provide any benefit) but chew it. Avoid talking with the mouthpiece in your mouth.

What side effects can GoutChew Bambi mini ® cause ?

It is possible that the incisors are sensitive at the beginning of the treatment but this disappears quickly. Hypersalivation is also observed and is completely normal. Salivation will gradually decrease and the child will be able to wear the device continuously. There is no need to worry if the child cannot keep it in the mouth all

night, especially if he/she breathes often by mouth. The main thing is the repetition and regularity of the daily exercises to obtain the stimulating effects on growth.

In case of irritation of the palate and hypersensitivity to the teeth, the wearing time should be shortened. In case of an injury to the palate, the orthosis should not be worn until complete healing.

In case of nausea and vomiting, it is possible that the back legs of the orthosis are too long. You then have the option of shortening them with scissors. If the nausea and vomiting still persist, it is likely that the child has a hypersensitive palate. Contact your dentist or speech therapist to see if desensitization is possible.

It may happen that the gums bleed in the initial phase of wearing the splint. In this case, gradual wearing is recommended to ensure that the tissue is strengthened and the bleeding stops spontaneously. The bioactive soother should not cause injury or pain under any circumstances. If it does, ask your dentist to adjust the braces to reduce friction on the mucosa. It is very important to respond to the child and give him rest when discomfort occurs.

What else should we keep in mind ?

1. Maintenance

The bioactive teat should be rinsed with warm water after each use and brushed with toothpaste once a day.

When not in use, it should be stored in its box with the lid open for the first few hours of use to dry.

2. Wear

This therapeutic tool is made of silicone, which loses its elasticity and effectiveness over time, the lifespan of the nipple is approximately 6 months (depending on factors such as activity level, chewing strength, maintenance).

Since the benefits gradually diminish, it is advisable to replace the device after 9 months at the latest.

3. Dental treatment

If the child is undergoing implant, prosthetic or orthodontic treatment, or if the child suffers from periodontitis (loosening of the teeth), ask your dentist for advice before using the splint.

4. Advices

Gradually offer your child harder foods, such as raw vegetables to nibble on or certain fruits to stimulate their chewing system and optimal development.

GoutChew Bambi mini ®



Was ist GoutChew Bambi mini ® und wann sollte es verwendet werden ?

GoutChew Bambi mini ® ist ein bioaktiver oraler Sauger mit ortho-posturalem Ziel. Sein Prinzip beruht auf zwei Wirkungen, nämlich der Vermeidung von schlechten Angewohnheiten und der propriozeptiven Stimulation der Kieferknochen.

Es scheint, dass immer mehr Kinder im Wachstum Schwierigkeiten haben, das Daumenlutschen (oder das Lutschen an anderen Fingern), das Lutschbonbon, die Flasche oder verschiedene Taschentücher oder Lieblingsstofftiere aufzugeben. Wenn diese schlechten Angewohnheiten jedoch fortbestehen, haben sie schädliche Auswirkungen auf die Form des Kiefers, die Stellung der Milchzähne und auch der bleibenden Zähne. GoutChew Bambi mini ® wurde entwickelt, um das Lutschen eines Fingers (oder eines Fremdkörpers) zu ersetzen, um die schlechte Angewohnheit allmählich zu beseitigen und die Wiederaufnahme des normalen Wachstums der Knochen des Mundes zu ermöglichen.

Es hat auch den Anschein, dass die Hauptnahrung der jüngsten Kinder (sorgfältig gemischte, vorgekochte Mahlzeiten) kaum eine Kauanstrengung erfordert. Das Fehlen von Muskelanstrengungen und Zahnbewegungen führt zu einer Unterentwicklung des Kauapparats. Die Knochen des Mundes sind zu klein, und der Platz, der den Zähnen zur Verfügung steht, um sich richtig auf den Zahnbögen zu positionieren, ist begrenzt. GoutChew Bambi mini ® wirkt direkt auf die Muskelfunktion des kindlichen Kauapparates, indem es das Wachstum des Mundes richtig anregt und gleichzeitig die Milchzähne und die bleibenden Zähne korrigiert und zu einer korrekten Positionierung auf den Zahnbögen führt.

GoutChew Bambi mini ® sollte verwendet werden, wenn das Kind :

- nicht in der Lage ist, auf das Daumenlutschen oder einen Fremdkörper zu verzichten;
- eine Tendenz hat, durch den Mund zu atmen;
- einen Platzmangel für die Frontzähne hat (überlappende, vordere Zähne);
- Knirscht mit den Zähnen;
- Schnarchen in der Nacht oder Schlafapnoe;
- Schmerzen im Zusammenhang mit dem Durchbruch der Zähne;
- Risiko für die Entwicklung einer Körperhaltungsstörung oder Prävention.

Wann sollte GoutChew Bambi mini ® nicht verwendet werden ?

GoutChew Bambi mini ® ist nicht geeignet für Kinder, die an Epilepsie oder Krämpfen leiden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Anwendung von GoutChew Bambi mini ® beachtet werden ?

7. Optimale Mundhygiene aufrechterhalten

Das Zähneputzen sollte niemals unterlassen werden, insbesondere nicht vor dem Schlafengehen, da das Tragen dieses Geräts eine verstärkte Mundhygiene erfordert.

8. Halten Sie die Anpassungszeit ein

Das Tragen eines bioaktiven Mundstücks erfordert eine Anpassungszeit, die von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Aus diesem Grund wird empfohlen, das Gerät schrittweise zu tragen, beginnend mit einigen Minuten pro Tag bis hin zu einer halben Stunde. Wenn die aktive Nutzung zu Kieferbeschwerden führt, ist es ratsam, das Mundstück passiv (ohne Bewegung) zu tragen, bis sich die Situation normalisiert hat.

9. Einstellen der Rinne

Wenn das Kind über Übelkeit klagt oder der Sauger zu groß ist, empfiehlt es sich, die Seitenäste schrittweise zu kürzen, bis keine Beschwerden mehr auftreten.

Wie wird GoutChew Bambi mini® verwendet?

Es ist ratsam, das Gerät vor dem Gebrauch zu reinigen. Tragen Sie das bioaktive Mundstück nachts und tagsüber nach und nach für 5-30 Minuten. Führen Sie tägliche Übungen durch, indem Sie das Mundstück kauen, während Ihre Lippen noch zusammen sind. Beißen Sie nicht auf das Mundstück (Quetschen bringt keinen Nutzen), sondern kauen Sie es. Vermeiden Sie es, mit dem Mundstück im Mund zu sprechen.

Welche Nebenwirkungen kann GoutChew Bambi mini ® verursachen ?

Es ist möglich, dass die Schneidezähne zu Beginn der Behandlung empfindlich sind, was aber schnell wieder verschwindet. Hypersalivation wird auch beobachtet und ist völlig normal. Der Speichelfluss wird allmählich zurückgehen und das Kind wird in der Lage sein, das Gerät kontinuierlich zu tragen. Es besteht kein Grund zur Sorge, wenn das Kind das Gerät nicht die ganze Nacht im Mund behalten kann, insbesondere wenn es häufig durch den Mund atmet. Das Wichtigste ist die Wiederholung und Regelmäßigkeit der täglichen Übungen, um die wachstumsfördernde Wirkung zu erzielen.

Bei Gaumenreizungen und Überempfindlichkeit gegen die Zähne sollte die Tragezeit verkürzt werden. Bei einer Verletzung des Gaumens sollte die Orthese bis zur vollständigen Heilung nicht getragen werden.

Bei Übelkeit und Erbrechen ist es möglich, dass die Hinterbeine der Orthese zu lang sind. Sie haben dann die Möglichkeit, sie mit einer Schere zu kürzen. Wenn Übelkeit und Erbrechen weiterhin bestehen, ist es wahrscheinlich, dass das Kind einen überempfindlichen Gaumen hat. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt oder Logopäden, um herauszufinden, ob eine Desensibilisierung möglich ist.

Es kann vorkommen, dass das Zahnfleisch in der Anfangsphase des Tragens der Schiene blutet. In diesem Fall empfiehlt sich ein schrittweises Tragen, um sicherzustellen, dass das Gewebe gestärkt wird und die Blutung spontan aufhört. Der bioaktive Schnuller sollte unter keinen Umständen Verletzungen oder Schmerzen verursachen. Sollte dies dennoch der Fall sein, bitten Sie Ihren Zahnarzt, die Zahnspange anzupassen, um die Reibung auf der Schleimhaut zu verringern. Es ist sehr wichtig, auf das Kind einzugehen und ihm Ruhe zu gönnen, wenn es sich unwohl fühlt.

Was sollten wir sonst noch bedenken ?

1. Pflege

Der bioaktive Sauger sollte nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser abgespült und einmal täglich mit Zahnpasta gebürstet werden. Wenn er nicht in Gebrauch ist, sollte er in den ersten Stunden nach dem Gebrauch zum Trocknen in seiner Box mit geöffnetem Deckel aufbewahrt werden.

2. Verschleiß

Dieses therapeutische Hilfsmittel besteht aus Silikon, das mit der Zeit seine Elastizität und Wirksamkeit verliert. Die Lebensdauer des Nippels beträgt etwa 6 Monate (abhängig von Faktoren wie Aktivitätsniveau, Kaukraft, Pflege). Da der Nutzen allmählich nachlässt, ist es ratsam, das Gerät spätestens nach 9 Monaten zu ersetzen.

3. Zahnärztliche Behandlung

Wenn sich das Kind einer implantologischen, prothetischen oder kieferorthopädischen Behandlung unterzieht oder wenn das Kind an Parodontitis (Zahnlockerung) leidet, fragen Sie Ihren Zahnarzt um Rat, bevor Sie die Schiene verwenden.

4. Tipps

Bieten Sie Ihrem Kind allmählich härtere Nahrungsmittel an, z. B. rohes Gemüse zum Knabbern oder bestimmte Früchte, um sein Kausystem und seine optimale Entwicklung zu stimulieren.